


Eksamensopgave 3

Diabetisk retinopati

Søren Mehlsen - 202000071

Dato: 27/05-2024



STTBDP

Aarhus Universitet

Indhold

1	Indledning	1
2	Arkitektur og design	2
2.1	GUI	2
2.2	Sekvens diagram	4
3	Segmentering ved brug af Deep Learning	6
3.1	Beregning af IoU	8
4	Funktioner	9
4.1	ValidationIoU	9
4.2	ValidationIoU	11
4.3	OpenFile	12
4.4	ShowInputImage	12
4.5	SelectedImage	13
4.6	SegmentImage	14
4.7	SaveSegmentedImages	15
4.8	AnalyzeResult	16
4.9	SaveResult	18
4.10	Callbacks funktioner	18
5	Resultater	20
6	Konklusion	22

1 Indledning


Denne rapport præsenterer udviklingen af et brugervenligt brugerinterface (GUI) i MATLAB og segmenteringsalgoritmer til detektion af læsioner forbundet med diabetisk retinopati, en alvorlig senkomplikation ved sukkersyge (diabetes). Diabetisk retinopati er den hyppigste årsag til forebyggelige synsnedsættelser, hvilket gør tidlig diagnostik afgørende for at forhindre efterfølgende synshandicaps.

Diabetes er i stigende grad en livsstilssygdom, der vokser hurtigt i udviklingslande som følge af øget velstand og livsstilsændringer. I disse regioner, hvor sundhedssektoren ofte har begrænsede ressourcer, kan automatiserede værktøjer til diagnosticering af diabetisk retinopati være særdeles vigtige for effektive screeningsprogrammer. Denne rapport fokuserer på at udvikle algoritmer, der kan detektere fire specifikke typer læsioner: mikroaneurismer (MA), hemorrahagier (HE), bløde eksudater (SE) og hårde eksudater (EX).

Formålet med segmenteringsalgoritmerne er at lave et pålideligt og effektivt værktøj, der kan bruges af sundhedspersonale i områder med begrænsede ressourcer. Ved at automatisere processen for detektion af læsioner minimeres risikoen for menneskelige fejl og forbedre diagnostikens nøjagtighed, hvilket muliggør hurtige og præcise vurderinger. Dette kan betydeligt forbedre mulighederne for tidlig intervention og behandling, hvilket er afgørende for at reducere risikoen for alvorlige synshandicaps hos patienter med diabetes.

2 Arkitektur og design

2.1 GUI



Figur 2.1: Design af GUI: Foretaget en segmentering på billedet 'IDRID_56.jpg'

I figur 2.1 ses den grafiske brugergrænseflade(GUI), som er udarbejdet til at kunne detektere 4 forskellige læsioner samt den optiske disk. Her er en gennemgang af de forskellige funktioner på GUI'en:

IoU Validation: Formålet med IoU Validation er at kunne vise Intersection over Union (IoU) score for segmenteringen for hver læsion og den optiske disk, så brugeren hurtigt kan vurdere præstationen af segmenteringsmodellen. IoU er valgt, fordi det er en metric, der bruges til at evaluere præcisionen af objekt-detektering. Opdelingen med test knapper for hver enkelt læsion i stedet for en, skyldes tiden det tager for at segmentere og beregne IoU ud fra datasættet, da dette tager tid. Fremtidige forbedringer ville være at optimere tiden for at implementere en enkelt test-knap.

File selection: Formålet med file selection er at give brugeren mulighed for at kunne uploade et billede til analyse ved tryk af select image knappen, for at gøre det nemt og simpelt for brugeren at komme i gang med segmenteringsprocessen.

Segmented image settings: Formålet med segmented image settings er at give brugeren

mulighed for at vælge hvilken type segmentering de ønsker at se. Dette er valgt for at give brugeren fleksibilitet til selv at kunne vælge og få visualiseret specifikke segmenterede områder, for at gøre det mere overskueligt, så brugeren lettere kan fokusere på hvad der er relevant for dem.

Result: Formålet med result er at kunne vise resultaterne af segmenteringen, som er antallet af hver type læsion og deres samlede størrelse. Dette giver en klar oversigt over segmenteringsanalysen, hvilket gør det nemmere for brugeren at forstå resultaterne uden selv at skulle analysere billedet.

Visualisering af segmenteringen: Dette består af at kunne vise billederne af de segmenterede læsioner baseret på den valgte type læsion, så brugeren har mulighed for at kunne se det originale billede, som de har valgt og de segmenterede billeder. Brugeren har selv mulighed for at verificere nøjagtigheden af segmenteringen og bedre identificere placeringen af de enkelte læsioner og den optiske disk.

Gem resultater: Dette giver brugeren mulighed for at kunne gemme resultaterne og segmenteringsbillederne. Det giver brugeren mulighed for at kunne dokumentere resultaterne og lave en yderligere analyse til senere brug.

Brugervenlighed:

For at gøre GUI'en mere brugervenligt for sundhedspersonalet er designet lavet med enkle knapper og paneler, der gør det nemt for brugeren at navigere og udføre de nødvendige handlinger. Knapperne er gjort aktive/ikke aktive afhængig af hvor brugeren er i processen i programmet for at undgå fejl samt at kunne navigere brugeren til hvad den næste handling er i processen.

Ved at gruppere relaterede funktioner sammen (som IoU validation, filvalg og resultater) minimeres behovet for at skifte mellem forskellige dele af programmet, hvilket gør det mere effektivt for brugeren at bruge.

Der er arbejdet på visuel feedback ved visning af de segmenterede billeder, hvilket giver en hurtig feedback på deres valg. Der gives øjeblikkelig feedback ved tryk på de forskellige knapper i form af status på processen og når det er udført. Dette er for at undgå fejl og forvirringer omkring om der er blevet trykket på knappen.

Der er arbejdet på at give fleksibilitet til brugeren, som gør det muligt, at de selv kan vælge mellem forskellige segmenteringer, gemme resultater og validering af programmets segmenteringsmodel. Dette giver brugeren kontrol over processen og mulighed for at tilpasse

analysen til deres specifikke behov, samtidig med fokus på at automatisere processen.

2.2 Sekvens diagram

Der er udarbejdet et sekvensdiagram, som giver et overblik over workflowet og interaktionerne i systemet "DeepDR". Diagrammet afdækker de sekventielle trin, som en bruger skal gennemgå for at udføre analysen, som ses i figur 2.2.

Beskrivelse af sekvensdiagrammet:

Sekvensdiagrammet beskriver to primære processer: validering af IoU (Intersection over Union) over hver enkelt læsion og segmentering ud fra eget billedvalg.

Validering af IoU

Processen starter, når brugeren klikker på en af testknapperne i GUI'en. Herefter bliver funktionen `validationIoU()` kaldt, og applikationen forsøger at indlæse det trænedede netværk for den valgte læsion.

Hvis netværksfilen findes, returneres den til applikationen, som derefter segmenterer træningsbillederne og deres tilhørende ground truth billeder samt beregner IoU. Resultatet af denne beregning sendes tilbage til GUI'en, hvor det vises til brugeren.

Hvis netværksfilen ikke kan findes, returneres en fejlmeddelelse, som vises i GUI'en med beskeden "Network file not found". Hvis trænings- eller ground truth-billederne ikke findes, vises beskeden "No training- or ground truth images found" i GUI'en.

Billedvalg

Denne proces begynder, når brugeren klikker på 'Select image' knappen i GUI'en. Herefter bliver funktionen `OpenFile()` kaldt og applikationen forsøger at indlæse de trænedede netværk for hver læsion.

Hvis netværksfilen findes, returnerer den til applikationen, som segmenterer det valgte billede og analyserer resultatet. De segmenterede billeder og analyseresultatet sendes derefter tilbage til GUI'en, hvor de vises til brugeren.

Brugeren har også mulighed for at gemme resultatet og de segmenterede billeder. Hvis denne mulighed vælges, bliver funktionerne `saveResult()` eller `saveSegmentedImages()` kaldt. Applikationen gemmer derefter resultaterne og billederne, og en besked "Saved!"

vises i GUI'en.




Figure 2.2: Sekvens diagram af DeepDR-systemet

3 Segmentering ved brug af Deep Learning

Til segmentering af de forskellige typer læsioner og den optiske disk, er der blevet anvendt deep learning. Koden blev lavet i en separat MATLAB script og benytter DeepLabv3+ modellen med en ResNet-50 backbone til at segmentere billederne.

DeepLabv3+ blev valgt som model til segmentering af læsioner i nethinden i forbindelse med diabetisk retinopati. Forskning viser, at DeepLabv3+ kan præcist segmentere forskellige typer retinale læsioner som mikroaneurismer, blødninger og eksudater. Modellen udnytter dilaterede konvolutioner til at bevare rumlige detaljer, og dens multiskala feature extraction forbedrer segmenteringsnøjagtigheden. Studier har valideret dens effektivitet på åbne datasæt som DIARETDB1 og IDRiD, hvor resultaterne har vist bedre præstationer sammenlignet med andre metoder.[1]


Et udsnit af MATLAB scriptet i figur 3.1 er blevet udarbejdet ud fra Matlab dokumentationen for DeepLabv3+[2]. Her ses hvilke indstillinger der blev brugt for at træne modellen til at kunne detektere den optiske disk. Denne fremgangsmåde blev brugt for hver type læsion i stedet for at træne modellen med alle læsionerne på en gang, da der opstod fejl. Træning af modellen bestod af de udleverede træningsbilleder sammen med deres ground truth billeder.

```
1 lgraph = deeplabv3plusLayers(imageSize, numClasses, 'resnet50');
2
3 % Træningsindstillinger
4 opts = trainingOptions("sgdm", ...
5     'MiniBatchSize', 4, ...
6     'MaxEpochs', 50, ...
7     'Shuffle', 'every-epoch', ...
8     'ValidationData', tdsVal, ... % Tilføjer valideringsdata
9     'ValidationFrequency', 30, ...
10    'ValidationPatience', 2,...
11    'Plots', 'training-progress');
12
13 % Træn netværket
14 net = trainNetwork(tdsTrain, lgraph, opts);
```

Figur 3.1: MATLAB-snipet: Udsnit af Matlab script til træning af netværket for den optiske disk

Forklaring til valget af træningsindstillinger: En minibatch på 4, blev valgt for at give modellen en lille del af træningsdataene for at få hyppigere opdateringer, hvilke kunne hjælpe modellen med at finde en hurtigere løsning. En MaxEpochs angiver det maksimale antal epoker, som modellen skal trænes i, hvor en epoke er en fuld gennemgang af hele træningsdatasættet. Valget på 50 epoker ville give modellen tiltrækkelig tid til at lære fra dataene. Der blev lavet en validationData for modellen, som blev brugt til at evaluere modellens ydeevne efter hver epoke. Dette var for at kunne tjekke modellens generaliseringsevne og for at forhindre overfitting (overtræning). ValidationFrequency og ValidationPatience blev benyttet for at kunne få evalueringer for hver 30. iteration og få opdateringer på modellens ydeevne. En validationPatience på 2 ville gøre, at træningen stoppede hvis valideringstabene ikke blev forbedret efter 2 omgange. Dette var igen for at undgå overfitting og unødvendig træning.

Ud fra figur 3.2 ses en graf over træningens fremgang for den optiske disk. Her kan det tydeligt ses, at modellen havde nemt ved at lære at detektere den optiske disk. Dette ses ud fra den blå graf, som viser modellens nøjagtighed, som er hurtigt stigende i starten og forbliver høj. Ud fra den røde graf, som viser modellens tab (loss), falder den også hurtigt og forbliver lav, hvilket understøtter modellens evne til at detektere den optiske disk. Ved at implementere en validering, stoppede træningen af sig selv efter 12 træningsomgange.



Figur 3.2: En graf over træningens fremgang på OD, herunder tab og nøjagtighed over tid.

3.1 Beregning af IoU

Intersection over Union (IoU) er en måling, der anvendes til at evaluere præstationen af et segmenteringsnetværk ved at sammenligne netværkets forudsigelser med de faktiske ground truth labels. IoU er defineret som forholdet mellem mængden af overlap (intersection) mellem forudsigelsen og ground truth og mængden af union (foreningen) af disse to sæt. IoU værdi kan variere fra 0 til 1, hvor 1 angiver perfekt overlap mellem forudsigelsen og ground truth.

Formlen for IoU:

$$\text{IoU} = \frac{\text{Intersection}}{\text{Union}}$$

Til beregning af IoU skulle hvert billede anvendes til det trænede netværk til at forudsige segmenteringsklassen for hver pixel. Derefter kunne forudsigelserne sammenlignes med de faktiske ground truth billeder, som angiver den korrekte klasse for hver pixel. Her kunne MATLABs jaccard-funktion anvendes som IoU, da den måler ligheden mellem to sæt.[3]

4 Funktioner

4.1 ValidationIoU

Funktionen i figur 4.1 og 4.2 fungerer ved at validere nøjagtigheden af et trænet neuralt netværk for hver læsion ved at sammenligne dets resultater med kendte sandhedsværdier for diabetisk retinopati. Den sikre at det trænede netværk præcist kan identificere og klassificere læsioner ud fra et billede ved at beregne Intersection over Union (IoU) for hver klasse, hvilket giver en målestok for modellens præstation.

```

1 function validationIoU(app, regionType)
2     % Initialiser en waitbar for at informere brugeren om status
3     wb = waitbar(0, 'Loading data...');
4     waitbar(0.1, wb, 'Checking for trainingfiles and ground truth files...');
5
6     % Mappestier for træningsbilleder og deres ground truth-filer
7     trainingImagesDir = 'DiabeticRetinopathyDataset/a. Training Set';
8     GroundTruthImagesDir = 'DiabeticRetinopathyDataset/a. Training Set Groundtruths';
9
10    % Liste over træningsbilleder og ground truth-filer
11    trainingImagesFiles = dir(fullfile(trainingImagesDir, '*.jpg'));
12    groundTruthPattern = ['*_ ' regionType '.tif'];
13    groundTruthImagesFiles = dir(fullfile(GroundTruthImagesDir, groundTruthPattern));
14
15    % Opretter lister over filnavne uden stier og uden filudvidelser
16    imageFileNames = erase({trainingImagesFiles.name}, '.jpg');
17    groundTruthPattern_ = ['_' regionType '.tif'];
18    annotationFileNames = erase({groundTruthImagesFiles.name}, groundTruthPattern_);
19
20    % Finder de fælles filnavne mellem billeder og annotationsfiler
21    [~, imageIdx, annotationIdx] = intersect(imageFileNames, annotationFileNames);
22
23    % Filtrer imageFiles og annotationFiles så de kun indeholder de fælles filer
24    trainingImagesFiles = trainingImagesFiles(imageIdx);
25    groundTruthImagesFiles = groundTruthImagesFiles(annotationIdx);
26
27    % Tjekker for træningsbilleder og ground truth-filer
28    if isempty(trainingImagesFiles) || isempty(groundTruthImagesFiles)
29        uialert(app.DeepDRUIFigure, error.message, 'No training images or ground truth files found. Check path
        and filenames. '); % Show a error message
30    end
31
32    % Tjekker antallet af træningsbilleder passer med antallet af ground truth-filer
33    if numel(trainingImagesFiles) ~= numel(groundTruthImagesFiles)
34        uialert(app.DeepDRUIFigure, error.message, 'The number of training images does not match the number of
        ground truth files. ');
35    end
36
37    % Definer klassernes navne og labels
38    if strcmp(regionType, 'EX')
39        classNames = ["Background", 'Exudates'];
40    else
41        classNames = ["Background", regionType];
42    end
43    labelIDs = [0 1]; % 0 for baggrund, 1 for læsion typen
44    numClasses = numel(classNames); % Antal af klasser
45
46    % Initialiser metrikker
47    iouValues = zeros(numel(trainingImagesFiles), numClasses);
48
49    % Indlæs det trænede netværk for den valgte læsion
50    networkFile = ['trainedNetwork_' regionType '.mat'];
51    try
52        loadNetwork = load(networkFile);
53        net = loadNetwork.net;
54    catch
55        uialert(app.DeepDRUIFigure, error.message, ['The network file "' networkFile '" was not found. ' ...
56            'Ensure that the file is in the correct folder and try again.']);
57    end

```

Figur 4.1: MATLAB-snippet: ValidationIoU funktion

4.2 ValidationIoU

```

1  % Opdater waitbar status
2  waitbar(0.5, wb, 'Segment trainingsfiles...');
3
4  % Finder antallet af træningsbilleder
5  numFiles = numel(trainingImagesFiles);
6
7  % Iterer gennem træningsbillederne
8  for idx = 1:numel(trainingImagesFiles)
9      % Indlæser træningsbillede
10     trainingImage = imread(fullfile(trainingImagesFiles(idx).folder, trainingImagesFiles(idx).name));
11     % Juster størrelsen på træningsbilledet til kravet for
12     % netværket
13     trainingImageResized = imresize(trainingImage, app.imageSize(1:2));
14     % Indlæser tilhørende ground truth billede
15     groundTruth = imread(fullfile(groundTruthImagesFiles(idx).folder, groundTruthImagesFiles(idx).name));
16     % Juster størrelsen på ground truth billedet til kravet for
17     % netværket
18     groundTruthResized = imresize(groundTruth, app.imageSize(1:2), 'nearest');
19     % Kategoriser ground truth med den ændrede billede
20     % størrelse, label IDs og klassenavne
21     groundTruthCategorical = categorical(groundTruthResized, labelIDs, classNames);
22     % Segmenter træningsbilledet med netværket
23     C = semanticseg(trainingImageResized, net);
24     % Beregner IoU ud fra det segmenteret træningsbillede og
25     % tilhørende ground truth billede
26     iou = jaccard(C, groundTruthCategorical);
27     iouValues(idx, :) = iou;
28     % Opdater waitbar status på antallet af billeder tilbage
29     waitbar(0.5 + 0.4 * (idx / numFiles), wb, sprintf('Segment %d of %d images...', idx, numFiles));
30 end
31
32 % Opdater waitbar status
33 waitbar(0.9, wb, ['Calculating IoU for ' regionType '...']);
34
35 % Beregner gennemsnitlig IoU for hver klasse
36 meanIoU = mean(iouValues, 1);
37
38 % Angiver gennemsnitlig IoU til the rigtige felt
39 switch regionType
40     case 'OD'
41         app.ODIoUField.Value = round(meanIoU(2), 2);
42     case 'SE'
43         app.SEIouField.Value = round(meanIoU(2), 2);
44     case 'EX'
45         app.EXIoUField.Value = round(meanIoU(2), 2);
46     case 'HE'
47         app.HEIoUField.Value = round(meanIoU(2), 2);
48     case 'MA'
49         app.MAIouField.Value = round(meanIoU(2), 2);
50     otherwise
51         error('Unknown region type.');
```

Figur 4.2: MATLAB-snippet: ValidationIoU part 2 funktion

4.3 OpenFile

Funktionen i figur 4.3 fungerer ved at give brugeren mulighed for at vælge og indlæse et billede, som bliver aktiveret ved tryk af select image knappen.

```
1 function openFile(app)
2     [app.file,app.path] = uigetfile('*.jpg');
3     if isequal(app.file,0)
4         return
5     else
6         % Opdatere feltet for the nuværende billede
7         app.CurrentImageField.Value = app.file;
8         try
9             % Indlæser og viser the valgte billede
10            showInputImage(app);
11        catch e
12            % Giver en feedback til brugeren om at der er
13            % sket en
14            % fejl
15            uialert(app.DeepDRUIFigure, 'Failed to load the
16                image. Please try another image.', 'Image Load
17                Error', 'Icon', 'error');
```

Figur 4.3: MATLAB-snippet: OpenFile funktion

4.4 ShowInputImage

Funktionen i figur 4.4 fungerer ved at indlæse og vise det valgt billede i GUI'en, som bliver aktiveret efterfulgt af openFile funktionen.

```
1 function showInputImage(app)
2     % Indlæser the valgte billede
3     app.inputImage = imread(fullfile(app.path,app.file));
4     % Viser the valgte billede i GUI
5     imshow(app.inputImage,'Parent',app.UIAxes);
6     app.UIAxes.Title.String = "Original Image";
7 end
```

Figur 4.4: MATLAB-snippet: ShowInputImage funktion

4.5 SelectedImage

Funktionen i figur 4.5 fungerer ved at opdatere det viste billede i GUI'en baseret på brugerens valg af segmenteringsindstillinger.

```
1 function selectedImage(app)
2     % Henter den seneste valgte knap
3     selectedButton = app.SegmentedimagesettingsButtonGroup.SelectedObject;
4
5     % Baseret på den valgte knap opdateres billedet i GUI
6     switch(selectedButton.Text)
7         case "Original"
8             imshow(app.inputImage, 'Parent', app.UIAxes);
9             app.UIAxes.Title.String = "Original Image";
10        case "SE"
11            imshow(app.labeloverlaySEImage, 'Parent', app.UIAxes);
12            app.UIAxes.Title.String = "Segmented for Soft Exudates";
13        case "OD"
14            imshow(app.labeloverlayODImage, 'Parent', app.UIAxes);
15            app.UIAxes.Title.String = "Segmented for Optic Disc";
16        case "HE"
17            imshow(app.labeloverlayHEImage, 'Parent', app.UIAxes);
18            app.UIAxes.Title.String = "Segmented for Hemorrhages";
19        case "MA"
20            imshow(app.labeloverlayMAImage, 'Parent', app.UIAxes);
21            app.UIAxes.Title.String = "Segmented for Microaneurysms";
22        case "EX"
23            imshow(app.labeloverlayEXImage, 'Parent', app.UIAxes);
24            app.UIAxes.Title.String = "Segmented for Hard Exudates";
25        end
26    end
```

Figur 4.5: MATLAB-snippet: SelectedImage funktion

4.6 SegmentImage

Funktionen i figur 4.6 fungerer ved at segmentere et indlæst billede for forskellige typer læsioner ved af hjælp af de trænede neurale netværk.

```

1 function segmentImage(app)
2     % Gemmer den oprindelige størrelse på det valgte billede
3     originalSize = size(app.inputImage);
4
5     % Ændre størrelsen på billedet ud fra netværkskravet
6     imageResized = imresize(app.inputImage, app.imageSize(1:2));
7
8     % Definer Filnavne på det trænede netværk samt labels
9     networkFiles = {'trainedNetwork_SE.mat', 'trainedNetwork_OD.mat', 'trainedNetwork_HE.mat', '
10                     trainedNetwork_MA.mat', 'trainedNetwork_EX.mat'};
11     app.segmentLabels = {'SE', 'OD', 'HE', 'MA', 'Exudates'};
12
13     % Initialiser en celle array til at holde de segmenterede billeder
14     app.segmentedImages = cell(1, length(networkFiles));
15
16     % Giver en feedback på segmenteringen til brugeren
17     app.SelectImageStatusLabel.Text = 'The segment is starting...';
18     drawnow; % Sørger for at opdatere GUI
19
20     % Looper gennem hvert netværk og udfør segmentering
21     for i = 1:length(networkFiles)
22
23         % Viser en status på segmenteringen til brugeren
24         app.SelectImageStatusLabel.Text = ['Segment ', app.segmentLabels{i} '...'];
25         drawnow;
26
27         % Indlæser det gemte netværk
28         try
29             loadNetwork = load(networkFiles{i});
30             net = loadNetwork.net;
31         catch
32             uialert(app.DeepDRUIFigure, error.message, ['The network file "' networkFiles{i} '" was not found.
33                 '...
34                 'Ensure that the file is in the correct folder and try again.']);
35         end
36
37         % Segmenter det justerede billede med netværket
38         app.segmentedImages{i} = semanticseg(imageResized, net);
39     end
40
41     % Ændre det segmentede billede størrelse til den oprindelige
42     % størrelse
43     for i = 1:length(app.segmentedImages)
44         app.segmentedImages{i} = imresize(app.segmentedImages{i}, originalSize(1:2), 'nearest');
45     end
46
47     % Kombiner det valgte billede med det segmenterede billede for
48     % hver læsion
49     app.labeloverlaySEImage = labeloverlay(app.inputImage, app.segmentedImages{1}, 'Transparency', 0.5);
50     app.labeloverlayODImage = labeloverlay(app.inputImage, app.segmentedImages{2}, 'Transparency', 0.5);
51     app.labeloverlayHEImage = labeloverlay(app.inputImage, app.segmentedImages{3}, 'Transparency', 0.5);
52     app.labeloverlayMAImage = labeloverlay(app.inputImage, app.segmentedImages{4}, 'Transparency', 0.5);
53     app.labeloverlayEXImage = labeloverlay(app.inputImage, app.segmentedImages{5}, 'Transparency', 0.5);
54 end

```

Figur 4.6: MATLAB-snippet: SegmentImage funktion

4.7 SaveSegmentedImages

Funktionen i figur 4.7 fungerer ved at give brugeren mulighed for at gemme segmenterede billeder i en valgt filplacering og filformat.

```
1 function saveSegmentedImages(app)
2     % Lad brugeren vælge en filplacering og navn
3     [app.file, app.path] = uiputfile({'*.tif', 'TIFF image';
4         '*.mat', 'MAT-file'}, 'Save Segmented Image');
5     if isequal(app.file, 0) || isequal(app.path, 0)
6         return;
7     end
8
9     % Kombiner sti og filnavn
10    fullPath = fullfile(app.path, app.file);
11
12    % Gem hver segmenteret billed-label som en TIFF-fil eller
13    % MAT-fil
14    if endsWith(app.file, '.tif')
15        [~, name, ext] = fileparts(fullPath);
16        imwrite(app.labeloverlaySEImage, fullfile(app.path, [
17            name '_SE' ext]));
18        imwrite(app.labeloverlayODImage, fullfile(app.path, [
19            name '_OD' ext]));
20        imwrite(app.labeloverlayHEImage, fullfile(app.path, [
21            name '_HE' ext]));
22        imwrite(app.labeloverlayMAImage, fullfile(app.path, [
23            name '_MA' ext]));
24        imwrite(app.labeloverlayEXImage, fullfile(app.path, [
25            name '_EX' ext]));
26
27        % Feedback til brugeren om billederne blev gemt
28        app.SaveImagesStatus.Text = 'Saved!';
29    elseif endsWith(app.file, '.mat')
30        % Gem segmenteringsresultater som MAT-fil
31        save(fullPath, 'app.segmentedSEImage', 'app.
32            segmentedODImage', 'app.segmentedHEImage', 'app.
33            segmentedMAImage', 'app.segmentedEXImage');
34
35        % Feedback til brugeren om billederne blev gemt
36        app.SaveImagesStatus.Text = 'Saved!';
37    end
38 end
```

Figur 4.7: MATLAB-snippet: SaveSegmentedImages funktion

4.8 AnalyzeResult

Funktionen i figur 4.8 fungerer ved at analysere segmenteringsresultaterne fra et billede ved at beregne det samlede areal og antallet af de forskellige typer læsioner samt centrummet og arealet af den optiske disk.

```

1 function analyzeResult(app)
2     pixelSize = 0.003; % Har antaget en værdi, men skal opdates med den rigtige opløsning (i millimeter pr.
      pixel)
3     pixelArea = pixelSize^2; % Beregner arealet af en pixel i kvadratmillimeter
4
5     % Giver feedback til brugeren om, at resultaterne bliver beregnet
6     app.SelectImageStatusLabel.Text = 'Calculate the result...';
7     drawnow;
8
9     % Initialiser en struktur til at gemme segmenteringsresultaterne
10    app.segmentationResults = struct();
11
12
13    % Loop gennem hver type af segmenteringslabels
14    for i = 1:length(app.segmentLabels)
15        label = app.segmentLabels{i}; % Henter den aktuelle label
16        segmentedImage = app.segmentedImages{i}; % Henter det segmenterede billede for den aktuelle label
17        BW = segmentedImage == label; % Opreter en binær maske for den aktuelle label
18
19        if strcmp(label, 'OD') % Hvis label er 'OD'
20            % Beregn centrum og areal for OD
21            stats = regionprops(BW, 'Centroid', 'Area');
22            if ~isempty(stats)
23                OD_Centroid = stats.Centroid * pixelSize; % Konverter centrum til millimeter
24                OD_Area = stats.Area * pixelArea; % Konverter arealet til kvadratmillimeter
25                app.segmentationResults.OD = struct('Centroid', OD_Centroid, 'Area', OD_Area);
26            else
27                app.segmentationResults.OD = struct('Centroid', [], 'Area', 0); % Hvis ingen OD fundet, sæt
                  default værdien
28            end
29        else
30            % Beregner antal og samlet areal for de andre læsioner
31            stats = regionprops(BW, 'Area');
32            count = numel(stats); % Antallet for den givne læsion
33            totalArea = sum([stats.Area]) * pixelArea; % Samlet areal for den givne læsion konverteret til
                  kvadratmillimeter
34            app.segmentationResults.(label) = struct('Count', count, 'TotalArea', totalArea);
35        end
36    end
37
38    % Viser resultaterne for hver læsion i GUI
39    app.ODAreaField.Value = round(app.segmentationResults.OD.Area, 2);
40    app.ODCenterField.Value = sprintf('%.2f, %.2f', app.segmentationResults.OD.Centroid(1), app.
      segmentationResults.OD.Centroid(2));
41
42    app.SETotalArealField.Value = round(app.segmentationResults.SE.TotalArea, 2);
43    app.SECountField.Value = app.segmentationResults.SE.Count;
44
45    app.HETotalArealField.Value = round(app.segmentationResults.HE.TotalArea, 2);
46    app.HECountField.Value = app.segmentationResults.HE.Count;
47
48    app.MATotalArealField.Value = round(app.segmentationResults.MA.TotalArea, 2);
49    app.MACountField.Value = app.segmentationResults.MA.Count;
50
51    app.EXTotalArealField.Value = round(app.segmentationResults.Exudates.TotalArea, 2);
52    app.EXCountField.Value = app.segmentationResults.Exudates.Count;
53
54    % Feedback på segmenteringen til brugeren
55    app.SelectImageStatusLabel.Text = 'Success!';
56 end

```

Figur 4.8: MATLAB-snippet: AnalyzeResult funktion

4.9 SaveResult

Funktionen i figur 4.9 fungerer ved at gemme analyseresultaterne fra segmenteringen som en tekstfil.

```

1 function saveResult(app)
2     % Gemmer resultatet som en enkelt tekst fil
3     [app.file,app.path] = uiputfile({'*.txt','TXT-files'},'Save result as
4     ');
5     if app.file ~= 0
6         output{1} = app.file;
7         output{2} = round(app.segmentationResults.OD.Area, 2);
8         output{3} = sprintf('%.2f, %.2f', app.segmentationResults.OD.
9             Centroid(1), app.segmentationResults.OD.Centroid(2));
10        output{4} = round(app.segmentationResults.SE.TotalArea, 2);
11        output{5} = app.segmentationResults.SE.Count;
12        output{6} = round(app.segmentationResults.HE.TotalArea, 2);
13        output{7} = app.segmentationResults.HE.Count;
14        output{8} = round(app.segmentationResults.MA.TotalArea, 2);
15        output{9} = app.segmentationResults.MA.Count;
16        output{10} = round(app.segmentationResults.Exudates.TotalArea, 2)
17            ;
18        output{11} = app.segmentationResults.Exudates.Count;
19
20        % Opretter en tabel fra celle arrayen med navngivne kolonner
21        outputTable = cell2table(output,'VariableNames',{'Filename','OD
22            Area','OD Center', 'SE Total Area', 'SE Count', 'HE Total
23            Area', 'HE Count', 'MA Total Area', 'MA Count', 'EX Total
24            Area', 'EX Count'});
25
26        % Gemmer tabellen til en CSV-fil med semikolon som delimiter
27        writetable(outputTable,fullfile(app.path,app.file),'Delimiter',';
28            ');
29
30        % Feedback til brugeren om resultatet blev gemt
31        app.SaveResultStatus.Text = 'Saved!';
32    end
33end
34end

```

Figur 4.9: MATLAB-snippet: SaveResult funktion

4.10 Callbacks funktioner

I figur 4.10 ses de forskellige callbacks funktioner for de forskellige knapper i GUI'en, hvor man kan se hvilke funktioner der bliver kaldt, når en knap bliver trykket på.

```


1  % Callbacks that handle component events
2  methods (Access = private)
3      % Code that executes after component creation
4      % Button pushed function: TestODButton
5      function TestODButtonPushed(app, event)
6          validationIoU(app, 'OD');
7      end
8
9      % Button pushed function: TestSEButton
10     function TestSEButtonPushed(app, event)
11         validationIoU(app, 'SE');
12     end
13
14     % Button pushed function: SelectimageButton
15     function SelectimageButtonPushed(app, event)
16         % Deaktiver UI elements
17         app.OriginalButton.Enable = "off";
18         app.ODButton.Enable = "off";
19         app.MAButton.Enable = "off";
20         app.HEButton.Enable = "off";
21         app.SEButton.Enable = "off";
22         app.EXButton.Enable = "off";
23         app.SaveresultButton.Enable = "off";
24         app.SaveimagesButton.Enable = "off";
25
26         % Nulstiller UI labels
27         app.SaveResultStatus.Text = "";
28         app.SaveImagesStatus.Text = "";
29         app.SelectImageStatusLabel.Text = "";
30
31         openFile(app);
32         segmentImage(app);
33         analyzeResult(app);
34
35         % Enable UI elements
36         app.OriginalButton.Enable = "on";
37         app.ODButton.Enable = "on";
38         app.MAButton.Enable = "on";
39         app.HEButton.Enable = "on";
40         app.SEButton.Enable = "on";
41         app.EXButton.Enable = "on";
42         app.SaveresultButton.Enable = "on";
43         app.SaveimagesButton.Enable = "on";
44     end
45
46     % Selection changed function: SegmentedimagesettingsButtonGroup
47     function SegmentedimagesettingsButtonGroupSelectionChanged(app, event)
48         selectedImage(app);
49     end
50
51     % Button pushed function: TestHEButton
52     function TestHEButtonPushed(app, event)
53         validationIoU(app, 'HE');
54     end
55
56     % Button pushed function: TestMAButton
57     function TestMAButtonPushed(app, event)
58         validationIoU(app, 'MA');
59     end
60
61     % Button pushed function: TestEXButton
62     function TestEXButtonPushed(app, event)
63         validationIoU(app, 'EX');
64     end
65
66     % Button pushed function: SaveresultButton
67     function SaveresultButtonPushed(app, event)
68         saveResult(app);
69     end
70
71     % Button pushed function: SaveimagesButton
72     function SaveimagesButtonPushed(app, event)
73         saveSegmentedImages(app);
74     end
75 end

```

Figur 4.10: MATLAB-snippet: Callbacks funktioner

5 Resultater

Resultaterne af segmenteringen for filen "IDRID_56.jpg" vises i figur 5.1. Ud fra figuren ses det, at programmet 'DeepDR' får lavet en analyse af et nethinde-billede, hvor den får beregnet IoU, antallet og samlet areal for hver læsion og den optiske disk samt viser et billede af segmenteringen for hårde eksudater.



Figur 5.1: Segmentering af billedet "IDRID_56.jpg".

IoU validation

IoU er en måleenhed til at evaluere nøjagtigheden af segmenteringsalgoritmer. En højere IoU-værdier indikerer en bedre nøjagtighed. Her er IoU-værdierne for hver læsion og den optiske disk ud fra figur 5.1:

- Optic Disc (OD): 0.92
- Microaneurysms (MA): 0
- Hemorrhages (HE): 0.32
- Soft exudates (SE): 0.65
- Hard exudates (EX): 0.31

Disse værdier angiver, at programmet har en høj præcision for segmentering af den optiske

disk, en god præcision for SE og mindre præcis for læsionerne HE og EX. Dog kan den ikke identificere for MA, da IoU er 0, hvilket indikere at modellen ikke er trænet godt nok til at genkende disse små læsioner. Der mangler derfor stadig at få finjusteret modellen.

Resultater

For resultaterne beregner programmet antallet for den enkelte type læsion samt den samlede størrelse, og for den optiske disk beregner programmet centrum i form af et koordinat og arealet. Her er resultaterne for hver læsion og den optiske disk ud fra figur 5.1:

- OD: Centrum i (2.70, 3.27) med et areal på $1,57 \text{ mm}^2$
- MA: Antal på 0 med et samlet areal på 0 mm^2
- HE: Antal på 6 med et samlet areal på 0.09 mm^2
- SE: Antal på 1 med et samlet areal på 0.11 mm^2
- EX: Antal på 11 med et samlet areal på 0.11 mm^2

Der er fra opgaven ikke angivet, hvad pixels er i mm, så derfor er en pixelværdi på 300 pixel per mm valgt. Denne værdi, ville kunne tilpasses til den rigtige.

For OD er værdierne præcise, da den har en IoU på 0.92, som indikerer at den segmenterer den optiske disk præcist. For SE fik modellen identificeret 1 blød eksudat, hvilket må være relativ præcist, da den har en IoU på 0,65. For HE fik modellen identificeret seks blødninger, men da den har en nøjagtighed på 32% ud fra dens IoU kan disse betyde falske positive eller falske negative. Det samme gælder for EX. Selvom modellen har identificeret 11 hårde eksudater, er nøjagtigheden af disse kun omkring 31%, hvilket betyder at der kan være falske positive eller falske negative. For MA får modellen ikke identificeret nogen mikroaneurismer, hvilket er forventeligt, da den har en IoU på 0 og kan derfor ikke identificere nogen.

Segmenteret billede

Ud fra det segmenteret billede af hårde eksudater i figur 5.1 vises et snit af nethinden med hårde eksudater, som er markeret med grønt.

Ud fra resultaterne kan det konkluderes, at segmenteringsmodellen har fungeret bedst

for OD og SE, men mindre godt for de resterende læsioner. Dette betyder, at yderligere forbedring af modellen kræves, i form af en øget mængde, variation af træningsdata samt finjustering af modellens parametre, for at sikre en bedre generalisering og præcision.

6 Konklusion

Der er blevet præsenteret udviklingen af et brugervenligt GUI i Matlab og segmenteringsalgoritmer til detektion af læsioner ved diabetisk retinopati. Denne opgave har til formål at skabe en pålideligt og automatiseret værktøj til sundhedspersonale for at forbedre diagnosticering og reducere risikoen for synshadicaps hos diabetespatienter.

Resultaterne i denne opgave viste en høj præcision for segmentering af den optiske disk med en IoU på 0,92 og en god præcision for de bløde eksudater med en IoU på 0,65. Dog var der en lavere præcision for hemorrhagier og hårde eksudater med en IoU på 0,32 og 0,31 samt ingen detektion af mikroaneurismer med en IoU på 0.

For at forbedre segmenteringsmodellens resultater ville et fremtidigt arbejde være at fokusere på at øge træningsdata, for at give en bedre generalisering og præcision, samt finjusterer modelparametrene for at give modellen en bedre ydeevne.

Samlet set har opgaven demonstreret potentialet for at udvikle en effektiv segmenteringsalgoritme for diabetisk retinopati, men at det stadig kræver yderligere arbejde for at forbedre nøjagtigheden og pålideligheden for alle typer læsioner.

Reference Liste

- [1] Natasha Shaukat. “Three-Dimensional Semantic Segmentation of Diabetic Retinopathy Lesions and Grading Using Transfer Learning”. I: *Journal of Personalized Medicine* (sep. 2022). URL: <https://www.mdpi.com/2075-4426/12/9/1454>.
- [2] MATLAB. “Create DeepLab v3+ convolutional neural network for semantic image segmentation”. I: (). URL: <https://se.mathworks.com/help/vision/ref/deeplabv3pluslayers.html>.
- [3] MATLAB. “Jaccard similarity coefficient for image segmentation”. I: (). URL: <https://se.mathworks.com/help/images/ref/jaccard.html>.